

Schnell-Info

Die einfache und sichere Kopflagerung in der Bauchlage



GentleTouch®-Kissen für eine sichere Kopflagerung in der Bauchlage. Das hygienische und sichere Einmalprodukt beinhaltet einen Intubationsausgang und ist in 3 verschiedenen Grössen erhältlich.

- Reduziert den Druck auf die Augen
- Hygienisches Einmalprodukt
- Optimale Druckverteilung
- Der Tubus muss nicht diskonnektiert werden
- Latexfrei
- Erhältlich in 3 Grössen

Material

Hygienisches Einmalprodukt bestehend aus stabilem blauen Schaumstoff (Supportethane™) und einer weissen, weichen Schaumstoffschicht (Contourethane™) für den direkten Kontakt mit dem Gesicht.

Anwendungshinweis

GentleTouch® Kopfpolster ist für den Gebrauch bei nur einem Patienten vorgesehen und nicht zur Wiederverwendung bestimmt.

Dieses Produkt ist vakuumverpackt um Versand- und Lagerplatz zu sparen. Nach dem Öffnen warten Sie mind. 20 Minuten, damit das GentleTouch® Kopfpolster seine Gebrauchsform annehmen kann.

Während der Lagerung sollte in regelmässigen Intervallen die richtige Positionierung nicht nur kontrolliert werden, sondern auch durch minimales Anheben des Kopfes eine kurzzeitige Wiederherstellung der Mikrozirkulation ermöglicht werden.



Schnell-Info

Produkte und Artikelnummern

| Artikel-Nr. | Produktbezeichnung | Details | Stückzahl je VE |
|-------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| 1937DZ | GentleTouch® Kopfpolster - gross | rechter Intubationsausgang, ca. 18 cm Einmalprodukt | 12 Stück |
| 1937SDZ | GentleTouch® Kopfpolster - mittel | rechter Intubationsausgang, ca. 13 cm Einmalprodukt | 12 Stück |
| 1941DZ | GentleTouch® Kopfpolster - gross | linker Intubationsausgang, ca. 18 cm Einmalprodukt | 12 Stück |
| 1941SDZ | GentleTouch® Kopfpolster - mittel | linker Intubationsausgang, ca. 13 cm Einmalprodukt | 12 Stück |
| 1948DZ | GentleTouch® Kopfpolster - klein | rechter Intubationsausgang, ca. 10 cm Einmalprodukt | 12 Stück |

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.